

# ELASTUS® HydroCool

Selbstkühlender Stütz- und Entlastungsverband

- Schmerzlindernd
- Abschwellend
- Entzündungshemmend

# ELASTUS® HYDROCOOL

ELASTUS® HydroCool – selbstkühlende, wiederverwendbare Stütz- und Entlastungsbinde auf neuartiger Hydrokolloid-Basis

## Eigenschaften

- **Kühlt ohne Vorkühlung bis zu 4 Stunden im optimalen Bereich**
- **Alkoholfrei, latexfrei, ohne Kampfer, ohne Menthol**
- Schmerzlindernd, abschwellend und entzündungshemmend durch Kühlung
- Sicherer, rutschfester Halt
- Physikalische Wirkung, keine systemischen Nebenwirkungen
- Sehr hautfreundlich, befeuchtend und geruchsneutral
- Einfaches, faltenfreies Anlegen der Binde in einem Zug
- Einzeln versiegelt, kann an beliebiger Stelle abgeschnitten werden
- Mehrere Anwendungen möglich (durch Wiederbefeuchtung)

## Einsatzbereiche

- Zur Soforthilfe und Nachsorge in Chirurgie, Orthopädie, Phlebologie, bei Gelenkoperationen, etc.
- Sportmedizin - Muskel- und Bänderverletzungen, Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen, Verrenkungen, Sehnenscheidenentzündungen, etc.
- Insektenstiche, Entzündungen, Erysipel, Verbrennungen 1. Grad Thrombophlebitis, etc.

## Material

Trägermaterial: 69 % Viskose, 31 % Polyamid, weiß, längselastisch  
Kühlgel: Hydrokolloidmatrix mit Zinkoxyd und eingelagertem Calciumalginat

**Masse:** 6 cm x 5 m, 8 cm x 5 m, 10 cm x 5 m, 10 cm x 7 m

## Hinweise:

- Nicht bei Temperaturen über 35°C oder unter -20°C lagern oder transportieren
- Angebrochene Binden sind im verschlossenen Alubeutel im Kühlschrank längere Zeit haltbar
- Um den gewünschten Kühleffekt zu erreichen, mindestens 5 Touren auf die betroffene Körperstelle anlegen.
- Zur Abdeckung wird das Anlegen einer kohäsiven, elastischen Binde, z.B. ELASTUS® active empfohlen



Fordern Sie hierzu auch unsere  
Anwendungsübersicht an



Wichtig!  
Verschreibungsfähig im Rahmen  
des Sprechstundenbedarfs

MiGeL Nr. 34.24.01.01.1  
MiGeL Nr. 34.24.01.02.1

**Zaugg**  
medical

Zaugg medical GmbH  
In der Höh 46  
8604 Volketswil  
Tel. 043 810 12 52  
Fax 043 810 12 51  
info@zauggmedical.ch