


Jetzt NEU
bei Zaugg Medical

V-PET™

Filter-basierte Thrombozyten-Therapie



Indikationen

- Sehnenschäden
- Bänderschäden
- Wunden
- Implantate


Eigenschaften

- Steril
- Bis zu 7fach Thrombozyten
- Schnelle Aufarbeitung
- Sicher


Nutzen

- Zellwachstum
- Angiogenese
- Schmerzreduktion
- Regeneration


Situation



Therapie



Effekt



Zaugg Medical GmbH
In der Höh 46 / CH-8604 Volketswil
T +41 43 8101250 / F +41 438101251
info@zauggmedical.ch / www.zauggmedical.ch

Versicherer (z.Bsp. Uelzener, Allianz) tragen die Kosten für alle von Zaugg Medical angebotenen Regenerativen Therapieformen (ACS, PRP, PRS).

Jetzt NEU
bei Zaugg Medical

V-PET™

Geschlossenes System

Sterile und sichere
Herstellung

Mobil

Keine Zentrifuge oder Elektrizität
benötigt. Ideal für den Stall.

Klinisch bewiesen

Castelijns et al. 2011*



*

Castelijns G, et al, *Evaluation of a filter-prepared platelet concentrate for the treatment of suspensory branch injuries in horses*, Vet Comp Orthop Traumatol 5/2011; 363-369