

BLACK HOLE

L'ASPIRATEUR D'EAU TOUT SILENCE POUR LE SOL DANS L'OPS



Black Hole est une solution unique et silencieuse pour la gestion des fluides sur le sol dans la salle d'opération.

- Totalement silencieux (pas des bruits inquiétant)
- L'eau et d'autres liquides sont absorbés très efficace
- Jusqu'à 80 litres de liquide par heure
- Facile à connecter à n'importe quelle pompe d'aspiration dans l'OPS
- Mettez l'anneau dans le liquide et attendez ca. 1 minute
- Facile à utiliser, facile à déplacer de flaque en flaque
- Ne colle pas au sol
- Black Hole est un produit d'usage unique et doit être remplacé tous les jours
- Très peu de déchets. Froisser et jeter

Conditionnement par 20 pce

N° d'Article : AV-0005